

A 848

Injektorová tryska  
s opěrkou, pro čištění odměrných válců.



- pro odměrné baňky do 5 l
- Délka trysky: 350 mm
- Ø trysky: 10 mm, Ø uložení: 142 mm
- Vhodné pro modul A 313 a A 612

EAN: 4002516854234 / Číslo materiálu: 12665120 / Číslo starého materiálu: 69684801D

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Injektorová tryska	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Šedá
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	350
Vnější rozměr, šířka netto v mm	20
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	20
Vnější rozměr, výška brutto v mm	70
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	185
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	360
Hmotnost netto v kg	0,20
Hmotnost brutto v kg	0,32