

A 860
Přídržná mřížka
pro injektorový modul A 300/2 a A 300/3.



- Rozdělení: 2 × 4 pole
- Lze nasadit na injektorový modul A 300/2 a A300/3
- Pro optimální umístění laboratorního skla
- Součást systému EasyLoad

EAN: 4002516855118 / Číslo materiálu: 12665410 / Číslo starého materiálu: 69686001D

| | |
|---|--------------|
| Produktové zařazení | |
| Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř | • |
| Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř | • |
| Zařazení přístroje | |
| PLW 8636 [LAB/LAB MON] | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8604 | • |
| PLW 8683 | • |
| PLW 8683 CD | • |
| PLW 8693 | • |
| PLW 7111 | • |
| Produktová kategorie | |
| Jiný nástavec/jiný modul | • |
| Produktové vlastnosti | |
| Materiál | Nerez, Plast |
| Barva | Nerez, Černá |
| Počet přihrádek | 8 |
| Šířka přihrádek v mm | 114 |
| Délka přihrádek v mm | 114 |
| Součást systému EasyLoad | • |
| Oblasti použití | |
| Příprava laboratorního skla | • |
| Rozměry a hmotnost | |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 170 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 255 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 490 |
| Hmotnost netto v kg | 0,48 |
| Hmotnost brutto v kg | 0,88 |