

A 861
Přidrzná mřížka
pro injektorový modul A 301/4 a A 301/5.



- Rozdělení: 3 × 6 polí
- Lze nasadit na injektorový modul A 301/4 a A 301/5
- Pro optimální umístění laboratorního skla
- Součást systému EasyLoad

EAN: 4002516854876 / Číslo materiálu: 12665440 / Číslo starého materiálu: 69686101D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktová kategorie	
Jiný nástavec/jiný modul	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Počet přihrádek	18
Šířka přihrádek v mm	74
Délka přihrádek v mm	74
Součást systému EasyLoad	•
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	80
Vnější rozměr, šířka netto v mm	200
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	350
Vnější rozměr, výška brutto v mm	130
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	255
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	485
Hmotnost netto v kg	0,59
Hmotnost brutto v kg	0,94