


A 862
Přidrzná mřížka
pro injektorový modul A 302/2 a A 302/3.



- Rozdělení: 4 × 8 polí
- Lze nasadit na injektorový modul A 302/2 a A 302/3
- Pro optimální umístění laboratorního skla
- Potaženo Rilsanem

EAN: 4002516854203 / Číslo materiálu: 12665480 /
Číslo starého materiálu: 69686201D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktová kategorie	
Jiný nástavec/jiný modul	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast, Drát, potažený Rilsanem
Barva	Nerez, Černá
Počet přihrádek	32
Šířka přihrádek v mm	56
Délka přihrádek v mm	52
Součást systému EasyLoad	•
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	30
Vnější rozměr, šířka netto v mm	250
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	350
Vnější rozměr, výška brutto v mm	100
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	255
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	465
Hmotnost netto v kg	0,55
Hmotnost brutto v kg	0,80