


A 11/1

Nástavec

pro šetrné mytí choulostivých nástrojů lomem mycího paprsku.



- S vyraženými otvory 7 x 7 mm
- Použitelné v horním a spodním koši
- doporučené použití v PG 8536

EAN: 4002516854913 / Číslo materiálu: 12666290 / Číslo starého materiálu: 69501104D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktová kategorie	
Podložný rám	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	20
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	470
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	470
Hmotnost netto v kg	0,70
Hmotnost brutto v kg	0,90