

A 150

Spodní koš

pro optimální uložení injektorových modulů nebo nástavců.



- Spodní koš se dvěma přípojkami modulů
- Pro uložení až 2 injektorových modulů nebo nástavců
- Automatické uzavření přípojky, když se nepoužívá
- Rozměry pro osazení: šířka 494, délka 440 mm

EAN: 4002516854449 / Číslo materiálu: 12666330 / Číslo starého materiálu: 69615001D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Čisticí přístroje pro průmyslové čištění dílů	•
Zařazení přístroje	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
Produktová kategorie	
Koš s modulovou spojkou	•
Spodní koš	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Oblasti použití	
Příprava pipet/ampulí	•
Příprava laboratorního skla	•
Příprava butyrometrů	•
Příprava odměrných válců	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	154
Vnější rozměr, šířka netto v mm	529
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	546
Vnější rozměr, výška brutto v mm	175
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	545
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	565
Hmotnost netto v kg	2,63
Hmotnost brutto v kg	3,29