


A 200
Vozík
pro optimální uložení 38 pipet.



- Pro uložení 10 pipet o objemu 100 ml v řadě 1, rozteč 20 mm
- Pro uložení 14 pipet o objemu 25 ml v 2. řadě, rozteč 26 mm
- Pro uložení 14 pipet o objemu 10 ml v 3. řadě, rozteč 26 mm

EAN: 4002516854012 / Číslo materiálu: 12667060 / Číslo starého materiálu: 69620001D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
Produktová kategorie	
Vozík na pipety	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Oblasti použití	
Příprava pipet/ampulí	•
Kapacita	
Pipety [počet]	38
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	520
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	560
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	550
Hmotnost netto v kg	4,95
Hmotnost brutto v kg	6,38