


A 201

Vozík

pro optimální uložení anesteziologických sad.



- 8 trysek s pružnými dorazy, pro dýchací hadice do délky 1,5 m
- Uložení ve spirále
- 15 injektorových trysek pro intubační materiál

EAN: 4002516854005 / Číslo materiálu: 12667090 / Číslo starého materiálu: 69620101D

| | |
|---|--------------|
| Produktové zařazení | |
| Mycí a dezinfekční automaty, medicína | • |
| Zařazení přístroje | |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| PWD 8682 | • |
| PWD 8682 CD | • |
| PWD 8692 | • |
| Produktová kategorie | |
| Vozík na anesteziologické instrumentárium | • |
| Produktové vlastnosti | |
| Materiál | Nerez, Plast |
| Barva | Nerez, Černá |
| Kapacita | |
| Anesteziologické sady [počet] | 3 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 790 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 715 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 860 |
| Hmotnost netto v kg | 8,97 |
| Hmotnost brutto v kg | 10,27 |
| Součásti balení | |
| E 430/1 1/3 síťová miska [počet] | 1 |
| E 431 injektorová tryska pro vrapovaný měch, Ø 8 x 193 mm [počet] | 1 |
| E 432 držák na vrapované dýchací hadice [počet] | 1 |
| E 433 držák na silikonové dýchací hadice [počet] | 2 |
| E 434 držák na dětské dýchací hadice [počet] | 1 |
| E 466 injektorová tryska 8 x 333 mm, pro dýchací vak [počet] | 6 |
| E 496 injektorová tryska 4 x 120 mm [počet] | 15 |