


E 104/1

Nástavec

pro automatické uložení reagenčních skel do 12 × 105 mm.



- vhodné pro cca 200 reagenčních skel (do 12 × 105 mm)
- Kapacita včetně víka A 13
- Velikost ok činí 8 × 8 mm

EAN: 4002516854111 / Číslo materiálu: 12667370 / Číslo starého materiálu: 69510403D

| | |
|---|-------|
| Produktové zařazení | |
| Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř | • |
| Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř | • |
| Zařazení přístroje | |
| G 7825 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PLW 8636 [LAB/LAB MON] | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| PLW 8683 | • |
| PLW 8683 CD | • |
| PLW 8693 | • |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| PLW 7111 | • |
| PLW 8505 | • |
| Produktová kategorie | |
| Nástavec/modul pro reagenční sklo | • |
| Produktové vlastnosti | |
| Materiál | Nerez |
| Barva | Nerez |
| Oblasti použití | |
| Příprava zkumavek | • |
| Příprava laboratorního skla | • |
| Kapacita | |
| Reagenční sklo [počet] | 200 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 165 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 240 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 250 |
| Hmotnost netto v kg | 0,61 |
| Hmotnost brutto v kg | 0,83 |
| Součásti balení | |
| A 13 víko [počet] | 1 |