


E 105/1

Nástavec

pro optimální uložení reagenčních skel do 12 × 165 mm.



- vhodné pro cca 200 reagenčních skel (do 12 × 165 mm)
- Kapacita včetně víka A 13
- Velikost ok činí 9 × 9 mm

EAN: 4002516853978 / Číslo materiálu: 12667380 / Číslo starého materiálu: 69510503D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro reagenční sklo	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava zkumavek	•
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Reagenční sklo [počet]	200
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	212
Vnější rozměr, šířka netto v mm	200
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	210
Vnější rozměr, výška brutto v mm	235
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	240
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	250
Hmotnost netto v kg	0,88
Hmotnost brutto v kg	1,15
Součásti balení	
A 13 víko [počet]	1