

E 374

Nástavec

pro optimální uložení ORL instrumentária.



- 24 přihrádek cca 45 × 45 mm, 27 přihrádek cca 12 × 12 mm
- Velikost ok dna 1,7 mm
- Použitelné v horním a spodním koši

EAN: 4002516854050 / Číslo materiálu: 12667400 / Číslo starého materiálu: 69537402D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktová kategorie	
Nástavec na ORL instrumentárium	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Počet přihrádek	51
Oblasti použití	
Příprava ORL instrumentária	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	88
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	225
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	468
Hmotnost netto v kg	1,14
Hmotnost brutto v kg	1,34