

A 203

Vozík

pro optimální uložení MIC instrumentária.



- Vhodné pro uložení mj. E 451, E 457, E 460, E 473, E 444

EAN: 4002516853985 / Číslo materiálu: 12667770 / Číslo starého materiálu: 69620301D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktová kategorie	
Vozík na MIC instrumentárium	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava MIC instrumentária	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	540
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	560
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	560
Hmotnost netto v kg	9,15
Hmotnost brutto v kg	11,00
Součásti balení	
E 336 mycí pouzdro MIBO, Ø 11 mm, délka 121 mm [počet]	3
E 362 zaslepovací šroub [počet]	2
E 442 mycí pouzdro, Ø 11 mm, délka 121 mm, s víčkem Ø 6 mm [počet]	15
E 443 mycí pouzdro, Ø 11 mm, délka 121 mm, s víčkem Ø 10 mm [počet]	5
E 445 – 12 víček na mycí pouzdro E 442, otvor s Ø 6 mm [počet]	1
E 446 – 12 víček na mycí pouzdro E 443, otvor s Ø 10 mm [počet]	1
E 447 adaptér samičí, pro Luer-Lock samčí [počet]	3
E 448 silikonová hadice s adaptérem Luer-Lock samičím [počet]	6
E 449 adaptér samčí, pro Luer-Lock samičí [počet]	5
E 451 nástavec 1/6 síťová miska [počet]	1
E 452 injektorová tryska 2,5 x 60 mm [počet]	3
E 453 injektorová tryska 4 x 110 mm s přidržovací svorkou [počet]	8
E 454 injektorová tryska pro pouzdra trokarů 10–15 mm [počet]	6
E 456 otevírací pružina pro MIC instrumentárium [počet]	4
E 464 úložný díl pro injektorovou trysku E 454 [počet]	3