

A 204

Vozík

pro optimální uložení mikroinstrumentária.



- Úroveň 1: vhodné pro uložení nástavců
- Úroveň 2 vpravo: 22 přípojek pro duté instrumentárium
- Úroveň 2 vlevo: 11 adaptérů Luer-Lock, se zástr., horiz. hadice
- S vestavěným ostřikovacím ramenem
- Filtrační trubice A 800 použitelná v obou injektorových lištách

EAN: 4002516854821 / Číslo materiálu: 12667790 / Číslo starého materiálu: 69620401D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktová kategorie	
Vozík na oftalmologické instrumentárium	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Možnost použití centrálního filtru	•
Oblasti použití	
Příprava oftalmologického instrumentária	•
Kapacita	
Operační sady pro mikroinstrumentárium [počet]	2-4
Součásti balení	
E 476 úložný díl [počet]	1
E 477 doraz [počet]	1