

A 207

Vozík

pro optimální uložení mikroinstrumentária.



- Efektivní příprava: rychlé osazení a vysoký výkon
- Horní úroveň: až 8 sít/táčů pro uložení dutých instrumentů
- Spodní úroveň: 8 ležatých sít/táčů pro další oční instrumentárium

EAN: 4002516854210 / Číslo materiálu: 12667800 / Číslo starého materiálu: 69620702D

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Vozík na oftalmologické instrumentárium	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Možnost použití centrálního filtru	•
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava oftalmologického instrumentária	•
<b>Kapacita</b>	
Zásobníky/podnosy [počet]	16
Operační sady pro mikroinstrumentárium [počet]	8
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	692
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	685
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	685
Hmotnost netto v kg	9,58
Hmotnost brutto v kg	13,32
<b>Součásti balení</b>	
A 311 Držák pro zásobníky [počet]	2
A 800, filtrační trubice [počet]	1
A 804, čisticí kartáč [počet]	1