

A 208

Vozík

pro optimální uložení 8 síťových misek.



- Vysoká kapacita: současně příprava 8 síťových misek DIN
- 4 dodatečné možnosti připojení pro duté instrumentárium
- Vyjímatelná úroveň zvětší v případě potřeby osazovací výšku

EAN: 4002516854494 / Číslo materiálu: 12668770 / Číslo starého materiálu: 69620801D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktová kategorie	
Vozík na síťové misky	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Oblasti použití	
Příprava síťových misek	•
Kapacita	
Síťové misky DIN [počet]	8
Duté instrumentárium [počet]	4
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	397
Vnější rozměr, šířka netto v mm	529
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	546
Vnější rozměr, výška brutto v mm	570
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	480
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	540
Hmotnost netto v kg	9,83
Hmotnost brutto v kg	11,02