


A 302/2

Injektorový modul

pro optimální uložení laboratorního skla – lze vybavit 32 tryskami.



- Vhodné pro různé labor. sklo jako Erlenmeyerovy a kul. baňky atd.
- Modul bez injektorových trysek – podle individuálních potřeb
- Až pro 32 injektorových trysek
- Součást systému EasyLoad
- Vzdálenost trysek 60 mm do šířky, 57 mm do hloubky
- zvláště vhodné pro A 844 a A 845 (průměr trysky 2,5 mm)

EAN: 4002516854098 / Číslo materiálu: 12669210 /

Číslo starého materiálu: 69630204D

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Nástavec/modul pro úzkohrdlé sklo	•
Nástavec na různé lahve	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Součást systému EasyLoad	•
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Kapacita</b>	
Úzkohrdlé sklo [počet]	32
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	72
Vnější rozměr, šířka netto v mm	195
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	479
Vnější rozměr, výška brutto v mm	90
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	205
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	500
Hmotnost netto v kg	1,11
Hmotnost brutto v kg	1,96