


A 303
Modul
pro optimální uložení až 98 pipet.



- Vhodné pro PT 98 dělených a nedělených pipet
- Výška přídržného rámečku: 150 mm
- Do každého z košů A 150 a APLW 106 lze vložit 1 kus
- Výška osazení bez horního koše: 450 mm (se spodním košem A 150)

EAN: 4002516854746 / Číslo materiálu: 12669220 / Číslo starého materiálu: 69630301D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro pipety	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Oblasti použití	
Příprava pipet/ampulí	•
Kapacita	
Pipety [počet]	98
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	220
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	260
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	490
Hmotnost netto v kg	2,50
Hmotnost brutto v kg	3,08