

A 304
Modul
pro optimální uložení až 98 trubiček.



- Vhodné např. pro 98 odstřediv. trubiček, ampulek a reagen. lahví
- Osazovací výšky se liší vždy podle polohování
- Do každého z košů A 100, A 150 a APLW 106 lze vložit 1 kus

EAN: 4002516854982 / Číslo materiálu: 12669230 /
Číslo starého materiálu: 69630401D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro reagenční sklo	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Oblasti použití	
Příprava pipet/ampulí	•
Příprava zkumavek	•
Kapacita	
Ampule [počet]	98
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	130
Vnější rozměr, šířka netto v mm	222
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	471
Vnější rozměr, výška brutto v mm	150
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	230
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	490
Hmotnost netto v kg	2,30
Hmotnost brutto v kg	3,15