

E 417/1

Nástavec

pro optimální uložení až 30 ušních a nosních zrcátek.



- Vhodné pro uložení cca 30 ušních a nosních zrcátek
- s 280 přihrádkami cca ?? x ??
- Velikost ok na dně činí 4 mm
- Použitelné v horním a spodním koši

EAN: 4002516855224 / Číslo materiálu: 12669760 / Číslo starého materiálu: 69541703D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktová kategorie	
Nástavec na ORL instrumentárium	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Počet přihrádek	280
Oblasti použití	
Příprava ORL instrumentária	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	80
Vnější rozměr, šířka netto v mm	220
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	435
Vnější rozměr, výška brutto v mm	88
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	196
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	475
Hmotnost netto v kg	1,51
Hmotnost brutto v kg	1,72