

E 458

Nástavec

pro optimální uložení savek se šroubovací krytkou.



- Vhodné pro 36 savek se závitovou ucpávkou
- s 36 přihrádkami o velikosti ?? x ??
- Vybaveno sklopným a uzavíracím víkem

EAN: 4002516854265 / Číslo materiálu: 12669800 /

Číslo starého materiálu: 69545802D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktová kategorie	
Jiný nástavec	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Počet přihrádek	36
Oblasti použití	
Příprava kojeneckých lahví	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	90
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	230
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	465
Hmotnost netto v kg	1,50
Hmotnost brutto v kg	1,77