


A 601

Nástavec

pro přidání dodatečné úrovně do vozíku A 501.



- Bez ostříkovacího ramene

EAN: 4002516854081 / Číslo materiálu: 12669810 / Číslo starého materiálu: 69660102D

Produktové zařazení

Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř

•

Zařazení přístroje

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Produktová kategorie

Jiný nástavec/jiný modul

•

Produktové vlastnosti

Materiál

Nerez

Barva

Nerez

Oblasti použití

Příprava laboratorního skla

•

Kapacita

Sítové misky DIN [počet]

3

Sítové misky SPRI [počet]

2

Rozměry a hmotnost

Vnější rozměr, výška netto v mm

33

Vnější rozměr, šířka netto v mm

590

Vnější rozměr, hloubka netto v mm

775

Vnější rozměr, výška brutto v mm

95

Vnější rozměr, šířka brutto v mm

615

Vnější rozměr, hloubka brutto v mm

780

Hmotnost netto v kg

2,12

Hmotnost brutto v kg

2,90