

A 603

Nástavec

pro rozšíření vozíku A 500 na 2 úrovně.



- S ostříkovacím ramenem

EAN: 4002516854432 / Číslo materiálu: 12669820 /

Číslo starého materiálu: 69660302D

Produktové zařazení

Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř

•

Zařazení přístroje

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Produktová kategorie

Jiný nástavec/jiný modul

•

Produktové vlastnosti

Materiál

Nerez, Plast

Barva

Nerez, Černá

Oblasti použití

Příprava laboratorního skla

•

Kapacita

Sítové misky DIN [počet]

3

Sítové misky SPRI [počet]

2

Rozměry a hmotnost

Vnější rozměr, výška netto v mm

565

Vnější rozměr, šířka netto v mm

640

Vnější rozměr, hloubka netto v mm

790

Vnější rozměr, výška brutto v mm

560

Vnější rozměr, šířka brutto v mm

715

Vnější rozměr, hloubka brutto v mm

860

Hmotnost netto v kg

6,93

Hmotnost brutto v kg

17,13