


A 605

Modul

pro optimální přípravu trubiček, ampulí, reagenčních lahví atd.



- Vybaveno 98 injektorovými tryskami
- Max. V 160 mm, max. Ø 20 mm
- Lze používat ve vozíku A 503

EAN: 4002516854074 / Číslo materiálu: 12669870 / Číslo starého materiálu: 69660501D

Produktové zařazení

Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř

•

Zařazení přístroje

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Produktová kategorie

Nástavec/modul pro reagenční sklo

•

Oblasti použití

Příprava pipet/ampulí

•

Příprava zkumavek

•

Příprava laboratorního skla

•

Produktové vlastnosti

Materiál

Nerez

Barva

Nerez

Kapacita

Reagenční sklo [počet]

98

Ampule [počet]

98

Rozměry a hmotnost

Vnější rozměr, výška netto v mm

158

Vnější rozměr, šířka netto v mm

254

Vnější rozměr, hloubka netto v mm

604

Vnější rozměr, výška brutto v mm

190

Vnější rozměr, šířka brutto v mm

288

Vnější rozměr, hloubka brutto v mm

620

Hmotnost netto v kg

2,84

Hmotnost brutto v kg

3,31