

E 466

Injektorová tryska

pro optimální uložení dýchacích vaků 8 × 333 mm.



EAN: 4002516854920 / Číslo materiálu: 12669890 /

Číslo starého materiálu: 69746602D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktová kategorie	
Ostatní příslušenství	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava anesteziologického instrumentária	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	12
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	150
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	200
Hmotnost netto v kg	0,85
Hmotnost brutto v kg	1,00