

E 479

Uložení

pro mikroinstrumentárium s Ø až 4 mm.



- Použitelné v sítích s velikostí ok 5 mm
- Balení po 50 ks

EAN: 4002516854067 / Číslo materiálu: 12669910 / Číslo starého materiálu: 69747902D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktová kategorie	
Uložení	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Plast
Barva	Transparentní
Oblasti použití	
Příprava MIC instrumentária	•
Příprava oftalmologického instrumentária	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	5
Vnější rozměr, šířka netto v mm	21
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	21
Vnější rozměr, výška brutto v mm	12
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	100
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	150
Hmotnost netto v kg	0,07
Hmotnost brutto v kg	0,08