

E 494

Nástavec

pro volné uložení 5 mikrotitračních destiček.



EAN: 4002516853947 / Číslo materiálu: 12669920 /

Číslo starého materiálu: 69549402D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktová kategorie	
Jiný nástavec	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Příprava různých pomůcek	•
Kapacita	
Mikrotitrační destičky [počet]	5
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	90
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	230
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	465
Hmotnost netto v kg	0,48
Hmotnost brutto v kg	0,72