

A 606

Modul

pro použití např. nástavců na laboratorní sklo v horní úrovni vozíku A 503



- S ostříkovacím ramenem

EAN: 4002516853961 / Číslo materiálu: 12669930 /
Číslo starého materiálu: 69660602D

Produktové zařazení

Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř

•

Zařazení přístroje

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Produktová kategorie

Jiný nástavec/jiný modul

•

Produktové vlastnosti

Materiál

Nerez, Plast

Barva

Nerez, Černá

Oblasti použití

Příprava laboratorního skla

•

Rozměry a hmotnost

Vnější rozměr, výška netto v mm

97

Vnější rozměr, šířka netto v mm

505

Vnější rozměr, hloubka netto v mm

606

Vnější rozměr, výška brutto v mm

120

Vnější rozměr, šířka brutto v mm

525

Vnější rozměr, hloubka brutto v mm

610

Hmotnost netto v kg

2,40

Hmotnost brutto v kg

3,05