

A 612

Modul

pro optimální přípravu velkoobjemového laboratorního skla.



- Individuální vybavení injektorovými tryskami
- Vhodné pro laboratorní lahve 2–10 l, kulaté baňky 2–6 l
- Vhodné pro Erlenmeyerovy baňky 2–5 l, odměrné baňky 2–5 l
- Lze používat ve vozíku A 503

EAN: 4002516854173 / Číslo materiálu: 12670000 / Číslo starého materiálu: 69661201D

Produktové zařazení

Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř

•

Zařazení přístroje

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Produktová kategorie

Nástavec/modul pro úzkohrdlé sklo

•

Modul na velkoobjemové laboratorní sklo

•

Produktové vlastnosti

Materiál

Nerez, Plast

Barva

Nerez, Černá

Oblasti použití

Příprava laboratorního skla

•

Kapacita

Velkoobjemové laboratorní sklo [počet]

4

Rozměry a hmotnost

Vnější rozměr, výška netto v mm

221

Vnější rozměr, šířka netto v mm

253

Vnější rozměr, hloubka netto v mm

608

Vnější rozměr, výška brutto v mm

253

Vnější rozměr, šířka brutto v mm

293

Vnější rozměr, hloubka brutto v mm

648

Hmotnost netto v kg

3,23

Hmotnost brutto v kg

3,75