


A 613

Modul

pro optimální přípravu pipet a měrných pipet.



- Vybaveno 98 injektorovými tryskami
- Vhodné pro odměrné pipety s objemem 1–50 ml
- Vhodné pro plné pipety s objemem 1–100 ml
- Lze používat ve vozíku A 503

EAN: 4002516854128 / Číslo materiálu: 12670020 / Číslo starého materiálu: 69661301D

Produktové zařazení

Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř

•

Zařazení přístroje

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Produktová kategorie

Nástavec/modul pro pipety

•

Produktové vlastnosti

Materiál

Nerez, Plast

Barva

Nerez, Černá

Oblasti použití

Příprava pipet/ampulí

•

Příprava laboratorního skla

•

Kapacita

Pipety [počet]

98

Rozměry a hmotnost

Vnější rozměr, výška netto v mm

194

Vnější rozměr, šířka netto v mm

254

Vnější rozměr, hloubka netto v mm

604

Vnější rozměr, výška brutto v mm

217

Vnější rozměr, šířka brutto v mm

283

Vnější rozměr, hloubka brutto v mm

615

Hmotnost netto v kg

2,69

Hmotnost brutto v kg

3,05