


E 803

Nástavec

pro optimální uložení ušních a nosních zrcátek.



- 160 přihrádek cca 13 × 13 mm
- Velikost ok dna 1,7 mm
- Použitelné v horním a spodním koši

EAN: 4002516854715 / Číslo materiálu: 12670290 / Číslo starého materiálu: 69580302D

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Nástavec na ORL instrumentárium	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Počet přihrádek	160
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava ORL instrumentária	•
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	132
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	233
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	484
Hmotnost netto v kg	0,80
Hmotnost brutto v kg	1,07