

A 621

Injektorový modul

pro optimální přípravu laboratorního skla, s 20 místy s injektory.



- Individuální vybavení max. 20 tryskami
- Lze používat ve vozíku A 503
- Součást systému EasyLoad

EAN: 4002516855125 / Číslo materiálu: 12678110 / Číslo starého materiálu: 69662101D

Produktové zařazení

Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř

•

Zařazení přístroje

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Produktová kategorie

Nástavec/modul pro úzkohrdlé sklo

•

Nástavec na různé lahve

•

Produktové vlastnosti

Materiál

Nerez

Barva

Nerez

Součást systému EasyLoad

•

Oblasti použití

Příprava laboratorního skla

•

Kapacita

Úzkohrdlé sklo [počet]

20

Rozměry a hmotnost

Vnější rozměr, výška netto v mm

113

Vnější rozměr, šířka netto v mm

173

Vnější rozměr, hloubka netto v mm

608

Vnější rozměr, výška brutto v mm

170

Vnější rozměr, šířka brutto v mm

208

Vnější rozměr, hloubka brutto v mm

645

Hmotnost netto v kg

1,93

Hmotnost brutto v kg

2,27