

E 907/1

Sítová miska

pro optimální uložení různého drobného instrumentária.



- S víkem pro drobné díly
- Velikost ok 3 × 1 mm
- Háky pro zavěšení do E 905/1 a E 903/1

EAN: 4002516854258 / Číslo materiálu: 12678170 / Číslo starého materiálu: 69590703D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Produktová kategorie	
Sítová miska	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	75
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	160
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	243
Hmotnost netto v kg	0,26
Hmotnost brutto v kg	0,37