

E 936

Nástavec

pro optimální uložení až 15 rukojetí.



EAN: 4002516854326 / Číslo materiálu: 12678190 / Číslo starého materiálu: 69593602D

Produktové zařazení

Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína

•

Zařazení přístroje

G 7823

•

G 7824

•

G 7826

•

PG 8527

•

PG 8528

•

Produktová kategorie

Jiný nástavec

•

Oblasti použití

Příprava operačního instrumentária

•

Produktové vlastnosti

Materiál

Nerez

Barva

Nerez

Kapacita

Rukojeti na lampy [počet]

15

Rozměry a hmotnost

Vnější rozměr, výška netto v mm

90

Vnější rozměr, šířka netto v mm

245

Vnější rozměr, hloubka netto v mm

500

Vnější rozměr, výška brutto v mm

135

Vnější rozměr, šířka brutto v mm

277

Vnější rozměr, hloubka brutto v mm

529

Hmotnost netto v kg

0,64

Hmotnost brutto v kg

1,05