

E 975/2

Vozík

pro optimální čištění instrumentária na 2 úrovních.



- Vybaveno vestavěným ostříkovacím ramenem
- Magnetická lišta pro automatické rozpoznání vozíku
- Rozměry pro osazování obou úrovní se liší

EAN: 4002516853916 / Číslo materiálu: 12678470 / Číslo starého materiálu: 69597504D

Produktové zařazení

Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř

•

Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, hasiči a záchranné služby

•

Zařazení přístroje

PG 8527

•

PG 8528

•

Produktová kategorie

Vozík pro nástavce

•

Vozík pro uložení síťových misek

•

Produktové vlastnosti

Materiál

Nerez

Barva

Nerez

Oblasti použití

Příprava laboratorního skla

•

Příprava operačního instrumentária

•

Kapacita

Sítové misky DIN [počet]

6

Sítové misky SPRI [počet]

4

Rozměry a hmotnost

Vnější rozměr, výška netto v mm

426

Vnější rozměr, šířka netto v mm

636

Vnější rozměr, hloubka netto v mm

790

Vnější rozměr, výška brutto v mm

790

Vnější rozměr, šířka brutto v mm

715

Vnější rozměr, hloubka brutto v mm

860

Hmotnost netto v kg

11,40

Hmotnost brutto v kg

28,60

Součásti balení

Magnetická lišta pro automatické rozpoznání vozíku (vč. magnetů) [počet]

1