

A 622

Injektorový modul

pro optimální přípravu laboratorního skla, s 36 místy s injektory.



- Individuální vybavení až 36 tryskami
- Lze používat ve vozíku A 503
- Součást systému EasyLoad

EAN: 4002516854531 / Číslo materiálu: 12678490 / Číslo starého materiálu: 69662201D

Produktové zařazení

Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř

•

Zařazení přístroje

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Produktová kategorie

Nástavec/modul pro úzkohrdlé sklo

•

Nástavec na různé lahve

•

Produktové vlastnosti

Materiál

Nerez

Barva

Nerez

Součást systému EasyLoad

•

Oblasti použití

Příprava laboratorního skla

•

Kapacita

Úzkohrdlé sklo [počet]

36

Lahve [počet]

36

Kulaté baňky [počet]

36

Rozměry a hmotnost

Vnější rozměr, výška netto v mm

113

Vnější rozměr, šířka netto v mm

204

Vnější rozměr, hloubka netto v mm

608

Vnější rozměr, výška brutto v mm

145

Vnější rozměr, šířka brutto v mm

222

Vnější rozměr, hloubka brutto v mm

629

Hmotnost netto v kg

2,22

Hmotnost brutto v kg

2,60