

A 623 Modul pro optimální uložení odměrných válců.



- Vybaveno 4 tryskami
- Pro odměrné válce s kapacitou 1–2 l
- Výklopné opěrky pro snadnou manipulaci

EAN: 4002516853893 / Číslo materiálu: 12678510 / Číslo starého materiálu: 69662301D

Produktové zařazení

Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř

Zařazení přístroje

PLW 8615

PLW 8616

PLW 8617

Produktová kategorie

Nástavec/modul pro odměrný válec

Produktové vlastnosti

Materiál

Nerez, Plast

Barva

Nerez, Černá

Oblasti použití

Příprava laboratorního skla

Příprava odměrných válců

Kapacita

Odměrné válce [počet]

4

Rozměry a hmotnost

Vnější rozměr, výška netto v mm

437

Vnější rozměr, šířka netto v mm

255

Vnější rozměr, hloubka netto v mm

608

Vnější rozměr, výška brutto v mm

269

Vnější rozměr, šířka brutto v mm

400

Vnější rozměr, hloubka brutto v mm

615

Hmotnost netto v kg

2,42

Hmotnost brutto v kg

3,42