

A 602

Modul

pro optimální přípravu instrumentária pro roboticky asistovanou chirurgii.



- Vhodné pro 8 instrumentů, nejnovější generace (Xi)

EAN: 4002516843108 / Číslo materiálu: 12678550 / Číslo starého materiálu: 69660202D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktová kategorie	
Modul/úložný díl pro robotické instrumentárium	•
Oblasti použití	
Příprava robotického instrumentária	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Kapacita	
Robotické instrumentárium [počet]	8
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	303
Vnější rozměr, šířka netto v mm	555
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	318
Vnější rozměr, výška brutto v mm	353
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	354
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	590
Hmotnost netto v kg	5,15
Hmotnost brutto v kg	6,39