

A 805

Uložení

pro optimální přípravu instrumentária pro roboticky asistovanou chirurgii.



- Pro speciální instrumenty, chirurgické svorky (Si)

EAN: 4002516854272 / Číslo materiálu: 12680080 /
Číslo starého materiálu: 69680502D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktová kategorie	
Modul/úložný díl pro robotické instrumentarium	•
Oblasti použití	
Příprava robotického instrumentária	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Kapacita	
Robotické instrumentarium [počet]	1
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	92
Vnější rozměr, šířka netto v mm	41
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	165
Vnější rozměr, výška brutto v mm	73
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	163
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	245
Hmotnost netto v kg	0,19
Hmotnost brutto v kg	0,30