

A 807

Uložení

pro optimální přípravu instrumentária pro roboticky asistovanou chirurgii.

EAN: 4002516854685 / Číslo materiálu: 12680120 / Číslo starého materiálu: 69680702D



- Pro speciální instr., preparační svorky, starší generace, S/Si

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktová kategorie	
Modul/úložný díl pro robotické instrumentárium	•
Oblasti použití	
Příprava robotického instrumentária	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Kapacita	
Robotické instrumentárium [počet]	1
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	77
Vnější rozměr, šířka netto v mm	41
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	165
Vnější rozměr, výška brutto v mm	25
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	245
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	485
Hmotnost netto v kg	0,16
Hmotnost brutto v kg	0,24