

MF 27/28-1

Přepavní vozík

pro nakládání a vykládání mycích a dezinfekčních automatů.



- Vybaveno 4 kolečky, 2 z nich jsou zajištěné
- Jednoduchá a příjemná manipulace pomocí zaoblených rukojetí
- Obě strany lze dokovat či aretovat na přístroji, váleč. pásu atd.
- Zavážecí výška 850 mm, – 100 mm, + 150 mm
- S odnímatelnou záchytnou vanou v 70, š 603, h 866 mm

EAN: 4002516853923 / Číslo materiálu: 12680160 / Číslo starého materiálu: 69200112D

Produktové zařazení

Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř

•

Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína

•

Zařazení přístroje

PG 8527

•

PG 8528

•

Produktová kategorie

Úložný/transportní systém

•

Produktové vlastnosti

Materiál

Nerez

Barva

Nerez

Rozměry a hmotnost

Vnější rozměr, výška netto v mm

1050

Vnější rozměr, šířka netto v mm

740

Vnější rozměr, hloubka netto v mm

930

Vnější rozměr, výška brutto v mm

1155

Vnější rozměr, šířka brutto v mm

800

Vnější rozměr, hloubka brutto v mm

1200

Hmotnost netto v kg

28,00

Hmotnost brutto v kg

47,60