


RP 1150

Podstavec, pojízdný

pro přístroje o šířce 115 cm, vč. spodní vany, bez otvorů pro podlahovou výpust.



- Vhodné pro všechny 1dveřové přístroje o šířce 115 cm
- Kolečka pro vytažení přístroje dopředu v případě údržby
- Vhodné pouze pro přístroje s odtokovým čerpadlem
- Snadný přístup při údržbě

EAN: 4002516854890 / Číslo materiálu: 12680180 / Číslo starého materiálu: 69253011D

Produktové zařazení

Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř

•

Zařazení přístroje

PLW 8617

•

Produktová kategorie

Podstavec/sokl

•

Produktové vlastnosti

Materiál

Nerez

Barva

Nerez

Rozměry a hmotnost

Vnější rozměr, výška netto v mm

100

Vnější rozměr, šířka netto v mm

990

Vnější rozměr, hloubka netto v mm

1150

Vnější rozměr, výška brutto v mm

160

Vnější rozměr, šířka brutto v mm

1035

Vnější rozměr, hloubka brutto v mm

1185

Hmotnost netto v kg

33,70

Hmotnost brutto v kg

36,00