

UGT 44-60/85

Podstavec, uzavřený, s dvířky  
pro ergonomické vkládání a vyjímání předmětů.



- poskytuje možnost uchování například procesních chemikálií

EAN: 4002516854906 / Číslo materiálu: 12680260 /  
Číslo starého materiálu: 69506002D

|  |       |
|--|-------|
| <b>Produktové zařazení</b>             |       |
| Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř | •     |
| Mycí a dezinfekční automaty            | •     |
| Mycí a dezinfekční automaty, medicína  | •     |
| <b>Zařazení přístroje</b>              |       |
| PG 8581                                | •     |
| PG 8582                                | •     |
| PG 8583                                | •     |
| PG 8591                                | •     |
| PG 8592                                | •     |
| PG 8593                                | •     |
| <b>Produktová kategorie</b>            |       |
| Podstavec/sokl                         | •     |
| <b>Produktové vlastnosti</b>           |       |
| Materiál                               | Nerez |
| Barva                                  | Nerez |
| <b>Rozměry a hmotnost</b>              |       |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm       | 468   |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm       | 568   |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm     | 610   |
| Hmotnost netto v kg                    | 18,20 |
| Hmotnost brutto v kg                   | 19,80 |