


RP 900

Podstavec, pojízdný

pro přístroje o šířce 90 cm, vč. spodní vany, bez otvorů pro podlahovou výpust.



- Vhodné pro všechny 1dveřové přístroje o šířce 90 cm
- Kolečka pro vytažení přístroje dopředu v případě údržby
- Vhodné pouze pro přístroje s odtokovým čerpadlem
- Snadný přístup při údržbě

EAN: 4002516855170 / Číslo materiálu: 12680650 / Číslo starého materiálu: 69253012D

Produktové zařazení

Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř

•

Zařazení přístroje

PLW 8615

•

Produktová kategorie

Podstavec/sokl

•

Produktové vlastnosti

Materiál

Nerez

Barva

Nerez

Rozměry a hmotnost

Vnější rozměr, výška netto v mm

100

Vnější rozměr, šířka netto v mm

900

Vnější rozměr, hloubka netto v mm

990

Vnější rozměr, výška brutto v mm

155

Vnější rozměr, šířka brutto v mm

940

Vnější rozměr, hloubka brutto v mm

1200

Hmotnost netto v kg

30,80

Hmotnost brutto v kg

33,10