

TC 1150

Nasazovací kryt

pro přístroje o šířce 115 cm bez kondenzátoru par nebo sušicího agregátu.



- Včetně zamykatelných servisních dvířek
- Zakrytování až ke stropu musí provést provozovatel

EAN: 4002516853848 / Číslo materiálu: 12680670 /

Číslo starého materiálu: 69252005D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 8617	•
Produktová kategorie	
Kryt	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1002
Vnější rozměr, šířka netto v mm	835
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	1200
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1002
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	860
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1200
Hmotnost netto v kg	60,13
Hmotnost brutto v kg	75,13