

TC 900

Nasazovací kryt

pro přístroje o šířce 90 cm bez kondenzátoru par nebo sušicího agregátu.



- Včetně zamykatelných servisních dvířek
- Zakrytování až ke stropu musí provést provozovatel

EAN: 4002516854524 / Číslo materiálu: 12680680 /

Číslo starého materiálu: 69252006D

Produktové zařazení

Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř

•

Zařazení přístroje

PLW 8615

•

PLW 8616

•

Produktová kategorie

Kryt

•

Produktové vlastnosti

Materiál

Nerez

Barva

Nerez

Rozměry a hmotnost

Vnější rozměr, výška netto v mm

840

Vnější rozměr, šířka netto v mm

845

Vnější rozměr, hloubka netto v mm

1045

Vnější rozměr, výška brutto v mm

990

Vnější rozměr, šířka brutto v mm

860

Vnější rozměr, hloubka brutto v mm

1200

Hmotnost netto v kg

48,90

Hmotnost brutto v kg

63,90