

A 306/1

Modul

pro optimální uložení velkoobjemového laboratorního skla.



- Vhodné pro 4 odměrné válce objemu 1–2 litry, vysoký tvar
- Vhodné pro 2 odměrné válce 1–2 l, nízký tvar a dva vysoký tvar
- Dosedací a opěrné plochy potažené Rilsanem
- Odměrné válce lze vyjmout u modulu použitého v zařízení
- maximální délka odměrných válců: 500 mm
- Do košů A 150 a APLW 106 lze vložit až 2 moduly

EAN: 4002516854456 / Číslo materiálu: 12683100 /

Číslo starého materiálu: 69630602D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro odměrný válec	•
Modul na velkoobjemové laboratorní sklo	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast, Drát, potažený Rilsanem
Barva	Nerez, Černá, Bílá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Příprava odměrných válců	•
Kapacita	
Odměrné válce [počet]	4
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	235
Vnější rozměr, šířka netto v mm	418
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	471
Vnější rozměr, výška brutto v mm	250
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	390
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	485
Hmotnost netto v kg	2,87
Hmotnost brutto v kg	3,41