

A 308

Nástavec

pro optimální uložení 34 vkládacích stélek do operační obuvi.



- Vhodné až pro 34 vkládacích stélek
- Pro použití v lafetě horního a spodního koše

EAN: 4002516855415 / Číslo materiálu: 12683170 / Číslo starého materiálu: 69630801D

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Nástavec na operační obuv	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava operační obuvi	•
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	71
Vnější rozměr, šířka netto v mm	475
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	445
Vnější rozměr, výška brutto v mm	270
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	525
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	540
Hmotnost netto v kg	1,14
Hmotnost brutto v kg	2,00