

A 310 Nástavec



- Pro uložení 8 kusů operační obuvi do velikosti 41
- Lze použít v horních koších A 101 a A 102

EAN: 4002516854661 / Číslo materiálu: 12684420 / Číslo starého materiálu: 69631001D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktová kategorie	
Nástavec na operační obuv	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava operační obuvi	•
Kapacita	
Operační obuv [počet]	8
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	100
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	425
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	450
Hmotnost netto v kg	0,49
Hmotnost brutto v kg	0,83