

A 500

Vozík

s 1 úrovní pro mytí laboratorního skla a potřeb.



- Pro uložení nástavců a síťových misek
- Pomocí A 603 lze rozšířit na 2 úrovně

EAN: 4002516855026 / Číslo materiálu: 12684430 /
Číslo starého materiálu: 69650002D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 8615	•
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617	•
PLW 8617 [Safety]	•
Produktová kategorie	
Vozík pro nástavce	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Síťové misky DIN [počet]	3
Síťové misky SPRI [počet]	2
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	153
Vnější rozměr, šířka netto v mm	650
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	790
Vnější rozměr, výška brutto v mm	190
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	655
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	810
Hmotnost netto v kg	6,02
Hmotnost brutto v kg	7,36