

A 501

Vozík

se 4 úrovněmi pro mytí laboratorního skla a potřeb.



- Pro uložení nástavců a síťových misek
- Pomocí zásuvek A 601 lze rozšířit na 5 nebo 6 úrovní

EAN: 4002516855361 / Číslo materiálu: 12684440 / Číslo starého materiálu: 69650102D

Produktové zařazení

Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř

•

Zařazení přístroje

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Produktová kategorie

Vozík pro nástavce

•

Produktové vlastnosti

Materiál

Nerez, Plast

Barva

Nerez, Černá

Oblasti použití

Příprava laboratorního skla

•

Kapacita

Sítové misky DIN [počet]

18

Sítové misky SPRI [počet]

12

Rozměry a hmotnost

Vnější rozměr, výška netto v mm

659

Vnější rozměr, šířka netto v mm

650

Vnější rozměr, hloubka netto v mm

710

Vnější rozměr, výška brutto v mm

710

Vnější rozměr, šířka brutto v mm

800

Vnější rozměr, hloubka brutto v mm

860

Hmotnost netto v kg

21,00

Hmotnost brutto v kg

32,80